
 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P</p> <p>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR BIDANG UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH</p>	NOMOR SOP : OT.02.02/2.1/2826/2020	
	TGL. REVISI : 13 Maret 2025 (REVISI 2)	
	TANGGAL EFEKTIF : 13 Maret 2025	
	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA BALAI dr. Achmad Farhanmy Tri Adrianto, MKM NIP. 196902192002121003</p>
DASAR HUKUM	NAMA SOP :	PROCEDUR PEMERIKSAAN DARAH HIV/AIDS METODE COMMERCIAL ELISA SD BIOLINE HIV-1/2 3.0
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/Menkes/SK/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, 3. Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2015-2019 Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. 4. PMK RI No.15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik. 5. PMK RI No.21 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV & AIDS. 6. PMK RI No. 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik. 7. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2004 yang telah menghimbau agar tempat kerja menjalankan program kepedulian HIV & AIDS (Pelabuhan bagian dari tempat kerja) 9. Pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan RI No.3 Tahun 2005 yang memperkuat dukungan agar sektor perhubungan menjalankan program pencegahan & penanggulangan HIV / AIDS	ATLM	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Deteksi Dini HIV / AIDS	1 PERALATAN : 2 Masker Bedah 3 Handscoon 4 Vacutener 5 Kapas Alkiohol 6 Tabung Kimia Darah 7 Tourniquit 8 Plester 9 Rak Tabung 10 Sentrifuge 11 Spidol, Pensil 2B 12 Clinipet 13 Safety Box 14 Timer 15 Baju Lab	BAHAN: 1. SD HIV - 1/2 3.0
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Laporan	

PROSEDUR PEMERIKSAAN DARAH HIV/AIDS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KATIMKER	ATLM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan untuk pemerikssan HIV AIDS				Kepala Balai	10 menit	Surat Tugas	
2	Mencocokkan Identitas klien dengan Formulir pemeriksaan HIV				ATLM	1 Menit	Formulir dan Kartu Identitas	
3	Keluarkan Rapid test HIV dari bungkusnya, letakkan pada permukaan datar				ATLM	1 Menit	Rapid Test	
4	Tulis Identitas pasien dan cocokkan dengan sampel				ATLM	1 Menit	Formulir dan Kartu Identitas, Spidol	
5	Usap kapas alkohol pada ujung jari klien				ATLM	20 Detik	Kapas Alkohol	
6	Tusuk ujung jari klien dengan menggunakan lancet				ATLM	10 Detik	Autoklik, Lancet, Pipet volume	
7	Isap darah dan teteskan sebanyak 20 ul ke lubang sampel				ATLM	1 Menit	Rapid Test, Pipet Volume	
8	Tambahkan 4 tetes buffer,				ATLM	20 Detik	Rapid Test, Buffer	
9	Pembacaan hasil selama 10-20 Menit				ATLM	20-25 Menit	Rapid Test, Timer	

Keterangan FLOWCHART

- Mulai dan akhir proses
- Kegiatan berupa proses
- Pengambil keputusan dengan opsi